## Augenspülflaschen


Die Augenspülflaschen verfügen über eine (Typ Mono) oder zwei (Typ Duo) ergonomisch geformte Augenschalen. Diese sorgen für geöffnete Augenlider während des Spülvorgangs. So gelangt die sterile Spülflüssigkeit direkt ins verletzte Auge.

- zur schnellen Spülung bei Verletzungen an den Augen, um bleibende Schäden zu vermeiden
- spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
- ergonomisch geformte Augenschale
- handliche Kunststoff-Flasche, steril verschlossen, wartungsfrei
- einfache und sichere Anwendung durch Anwendungspiktogramme auf der Flasche
- ungeöffnet bis zu drei Jahre haltbar
- Augenspülflaschen wahlweise mit Kochsalzlösung oder pH-neutraler Phosphatpufferlösung
- gemäß EN 15154-4



























P	Um
Тур	

			,			
Тур	Mono	Mono	Duo	Duo	Mono	Duo
Version Augenspüllösung	Einzelflasche	Einzelflasche	Einzelflasche	Einzelflasche	Einzelflasche	Einzelflasche
Anzahl Augenaufsätze	1	1	2	2	1	2
Inhalt [ml]	200	500	500	1000	200	500
Spüllösung	Kochsalzlösung	Kochsalzlösung	Kochsalzlösung	Kochsalzlösung	pH-neutral	pH-neutral
Bestellnummer	145-539-JB	123-481-JB	243-632-JB	188-942-JB	145-541-JB	188-943-JB