

Feuerbeständige Gefährstoffschränke Basis-Line, mit 30 Minuten Brandschutz, Einlegeboden und Bodenwanne

- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 30 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
- leichtgängig öffnende Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke






Sicherer Transport durch den unterfahrbaren Sockel.



Bild zeigt Schrank mit optionaler Sockelblende

Gefährstoffschrank Basis-Line, Typ 30-123, Korpus anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in lichtgrau (RAL 7035), Lüftungsaufsatz optional.

Info Typ 30 Schränke: (Auszug aus TRGS 510, Anhang 1) Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt größer als 100m², darf je 100m² ein Schrank aufgestellt werden.



Typ	30-63	30-93	30-123
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
Maße außen B x T x H [mm]	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75	75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	23	33
Gewicht [kg]	180	235	280
Bestellnummer Türanschlag: links	218-311-JC	218-327-JC	—
Bestellnummer Türanschlag: rechts	218-319-JC	218-335-JC	—
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig	—	—	218-343-JC
Zubehör			
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-JC	133-979-JC	116-975-JC
Bestellnummer Sockelblende	219-570-JC	219-572-JC	219-573-JC
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-JC	133-978-JC	116-939-JC