

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:


Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.

Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.

Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	Arretierstift	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Hub S	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03089-23105	C	Stahl	gehärtet	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	1,3	5	16
03089-23206	C	Stahl	gehärtet	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	1,8	6	18
03089-23308	C	Stahl	gehärtet	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	2,3	15	45
03089-203105	C	Edelstahl	gehärtet	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	1,3	5	16
03089-203206	C	Edelstahl	gehärtet	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	1,8	6	18
03089-203308	C	Edelstahl	gehärtet	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	2,3	15	45
03089-213105	C	Edelstahl	ungehärtet	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	1,3	5	16
03089-213206	C	Edelstahl	ungehärtet	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	1,8	6	18
03089-213308	C	Edelstahl	ungehärtet	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	2,3	15	45