

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse blau chromatiert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Stahlteile blank.

Hinweis:


Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

Form B
ohne Rastnut
mit Kontermutter



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	D	D1	D2	L	L1	L2	H	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Anziehdrehmoment max. Nm
03090-02903060	B	Stahl	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3,5	8	2
03090-02004080	B	Stahl	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	13	1	3,5	9	2
03090-02105100	B	Stahl	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	6	12	7
03090-02206120	B	Stahl	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	12	15
03090-02308160	B	Stahl	8	M16	33	54	12	10	8	19	24	2,3	6	13	20
03090-12903060	B	Edelstahl	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3,5	8	2
03090-12004080	B	Edelstahl	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	13	1	3,5	9	2
03090-12105100	B	Edelstahl	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	6	12	7
03090-12206120	B	Edelstahl	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	12	15
03090-12308160	B	Edelstahl	8	M16	33	54	12	10	8	19	24	2,3	6	13	20