

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Hinweis:

Das 4-teilige Gelenkgestänge wird durch einen Spannknopf zentral geklemmt. Justiert wird über eine Feineinstellung.

Artikelübersicht

Bestellnummer	Gesamthöhe	Aktionsradius	Magnetfuß Länge	Magnetfuß Breite	Magnetfuß Höhe	Haftkraft N
31100-01	310	260	61	50	55	600
31100-02	480	400	76	50	55	900

Bestellnummer	Ausführung	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Aktionsradius
31100-11	ohne Magnetfuß	M8x8	255	260
31100-12	ohne Magnetfuß	M10x11	425	400

© norelem www.norelem.com 1/1