

Fasspumpen aus Polypropylen

- zur Förderung von vielen Chemikalien, Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln, etc.
- für 60- bis 220-Liter-Fässer
- Kolbenstange Metall, PP ummantelt
- PTFE-Dichtung
- gute Fassrestentleerung durch tief liegendes Bodenrückschlagventil
- inkl. Fassverschraubung aus PP (Mauser 2")
- Tauchrohr Ø mm: 32

| Tauchtiefe [mm] | 500 | 650 | 800 | 1000 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Förderleistung je Hub [I] | 0,20 | 0,25 | 0,27 | 0,30 |
| Bestellnummer mit Auslaufbogen | 117-600-JB | 117-604-JB | 117-605-JB | 117-606-JB |
| Bestellnummer mit Auslaufschlauch | 148-418-JB | 148-422-JB | 148-424-JB | 148-426-JB |



Fasspumpe Ultrarein aus PTFE

zum Abfüllen hochreiner Flüssigkeiten

- für viele Flüssigkeiten, die PP oder PVC angreifen, auch für Salzsäure bis 33 %
- der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und ein Nachtropfen von Flüssigkeit
- Mediumsberührende Teile aus PTFE/FEP
- alle Ventile aus massivem PTFE
- Tauchrohr Ø mm: 32
- Fassverschraubungen für handelsübliche Gebinde optional erhältlich

| Tauchtiefe [mm] | 400 | 600 | 950 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Förderleistung je Hub [I] | 0,18 | 0,27 | 0,40 |
| Bestellnummer mit Auslaufbogen | 267-289-JB | 193-714-JB | 179-491-JB |
| Bestellnummer mit Auslaufschlauch | 267-290-JB | 210-181-JB | 210-182-JB |

GLEICH MITBESTELLEN

Fassverschraubung aus PP

- für den sicheren Halt der Pumpe im Fass
- für das Abfüllen nicht entzündbarer Flüssigkeiten geeignet








TriSure grob

R2" Stahl fein

Mauser 2" grob

Fassverschraubung für Gewinde Bestellnummer 2"BSP/R2" fein Stahlfass innen 179-494-JB 2"Mauser grob innen 179-495-JB 2" TriSure grob innen 179-496-JB

Sicherheitsständer für Fasspumpen PP, PTFE, Edelstahl und Lösemittelpumpen



- Rohr Innen-Ø: 35 mm
- Länge: 1000 mm
- inkl. Rohrschellen zur Wandbefestigung und abschraubbarem Auffangbehälter

Inkl. Rohrschellen zur Wandbefestigung und abschraubbarem Auffangbehälter.

Bestell-Nr. 179-493-JB

