

Sicherheitskanister aus Edelstahl

- zum Abfüllen, für den innerbetrieblichen Transport und zum Verteilen von brennbaren / entzündbaren Flüssigkeiten
- explosionsgeschützt durch Überdruckventil und Flammendurchschlagsicherung
- die Versionen mit UN-Zulassung sind für den öffentlichen Transport von endzündbaren Flüssigkeiten geeignet
- stabile und langlebige Behälter aus hochwertigem Edelstahl, mit PTFE-Dichtung
- auch zur liegenden Lagerung geeignet - ohne zu tropfen
- wahlweise mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert) und Überdruckventil (in der Schraubkappe integriert) oder mit Feindosierhahn bzw. Zapfhahn erhältlich
- mit ergonomischem Tragegriffe für den leichten und sicheren Transport



Edelstahlkanister, 5 Liter, mit Feindosierhahn

Bestell-Nr. 117-341-JC



Edelstahlkanister, 10 Liter, mit Zapfhahn und Belüftung

Bestell-Nr. 117-331-JC



Edelstahlkanister, 20 Liter, mit Schraubkappe und Überdruckventil

Bestell-Nr. 117-340-JC

GLEICH MITBESTELLEN

Trichter aus Edelstahl mit abgeschrägtem Rohrstutzen

Zu den Edelstahlkanistern ist als Zubehör ein spezieller Trichter mit abgeschrägtem Rohrstutzen erhältlich. So wird das sichere Befüllen der Kanister ermöglicht



Bestell-Nr. 129-113-JC

Ausführung	Schraubkappe, Überdruckventil			Schraubkappe, Transportzulassung		
Volumen [l]	5	10	20	5	10	20
UN-Zulassung	–	–	–	3A1/X1.6/300...	3A1/X1.6/300...	3A1/X2.0/300...
Maße außen B x T x H [mm]	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 340 x 470	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470
Bestellnummer	117-335-JC	117-338-JC	117-340-JC	117-351-JC	117-352-JC	117-353-JC

Ausführung	Feindosierhahn			Zapfhahn, Belüftung		
Volumen [l]	5	10	20	5	10	20
Maße außen B x T x H [mm]	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470
Bestellnummer	117-341-JC	117-342-JC	117-344-JC	117-327-JC	117-331-JC	117-332-JC

Kanister für Harnstofflösung

- Kanister aus lebensmittelechtem Kunststoff, speziell für den Transport von wässriger Harnstofflösung AUS 32
- flexibles Auslaufrohr mit integrierter Belüftung
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt und ist so sicher vor Verunreinigungen und Verlust
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert



Volumen [l]	5	10	20
Maße außen B x T x H [mm]	152 x 329 x 251	172 x 329 x 341	201 x 381 x 433
Bestellnummer	243-134-JC	243-135-JC	243-136-JC