## **Abfüllschrank Profi**

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

- Korpus und Türen aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung in enzianblau (RAL 5010)
- geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- Serienausstattung: 1 herausziehbare
   Bodenwanne, 1 Einlegeboden, 3 Auszugsböden für je 3 x 20 l Kanister oder 5 x 10 l Kanister.
   Kanister optional erhältlich.
- integrierte Auszugssicherungen verhindern ein gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Böden
- Befestigungsset zur Wandfixierung im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen Auszugsboden: B 890 x T 420 mm
- Der Abfüllschrank Profi bietet Sicherheit in Kombination mit höchster Funktionalität.



- Die Auszugsböden erleichtern das Einstellen und das Entnehmen der Behälter.
- Sichere Handhabung der eingelagerten Kanister. Die ausziehbare Bodenwanne nimmt Tropfverluste sicher auf.

Тур	UWA-A
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1950
Traglast Einlegeboden [kg]	75
Traglast Auszugsboden [kg]	120
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	39
Bestellnummer	201-937-JC
Zubehör	
Bestellnummer Kleingebindewannen aus Polyethylen (PE)	207-320-JC

## **GLEICH MITBESTELLEN**



Passend zum Abfüllschrank Profi. 10- und 20 I PE-Kanister, wahlweise mit oder ohne 3/4" Zapfhahn. Die Kanister verfügen über eine große Einlassöffnung, der Kanisterdeckel ist mit einem Pilzventil ausgestattet.

## PE-Kanister mit Belüftungsventil

extra große Einfüllöffnung (80 mm)

- mit Be-/Entlüftungsventil und PE-Schaumdichtung im Deckel
- zum Transportieren, Lagern, Ab- und Umfüllen
- aus lebensmittelechtem und chemisch beständigem Polyethylen (PE)

Volumen [I]	10	10	20	20
Ausführung	ohne Zapfhahn	mit Zapfhahn	ohne Zapfhahn	mit Zapfhahn
Maße außen B x T x H [mm]	170 x 280 x 270	170 x 300 x 270	258 x 292 x 360	280 x 292 x 390
Bestellnummer	211-363-JC	207-398-JC	211-364-JC	207-399-JC

Kunststoff-Zapfhahn 3/4" für PE-Kanister

Bestellnummer
207-202-JC