Tischer Test Tinten

Rheinstraße 25 A D-76479 Steinmauern Germany Bedienungsanleitung **Grüne Test Tinte**24 bis 72 mN/m

Telefon 07222-901844 Telefax 07222-901845

Testtinten auf Ethanol Basis sollen unseren Kunden die Möglichkeit bieten, im Serienprozess, die Güte einer Oberflächenbehandlung, auf eine für die Mitarbeiter gesundheitlich unbedenkliche Weise zu testen.

Diese Test Tinten verhalten sich ähnlich wie jene die auf Formamid Basis wie sie in der DIN 53364 beschrieben sind. Es kann jedoch je nach Material und/oder Materialbeschaffenheit ein unterschiedliches Verhalten auftreten.

Wir empfehlen deshalb, in internen Laborversuchen festzustellen inwieweit Rückschlüsse auf die Qualität der Oberflächenbehandlung hergeleitet werden können. In den meisten Fällen kann so ein vollwertiger Ersatz zu den herkömmlichen Test Tinten eingesetzt werden.